



Votre médecin vous a prescrit un auto-prélèvement vaginal. Nous vous proposons d'effectuer ce prélèvement vous-même avec le matériel que nous vous avons remis. Merci de suivre attentivement les instructions suivantes afin d'assurer la qualité et la fiabilité de vos résultats.

<p>Matériel pour recherche bactériologique</p>	<p>Matériel pour recherche de : <i>Mycoplasmes (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum)</i> <i>Chlamydia trachomatis,</i> <i>Neisseria gonorrhoeae,</i> <i>Trichomonas vaginalis.</i></p>
	

Modalités de réalisation d'un auto-prélèvement vaginal

1. Lavez-vous les mains.
2. Veuillez suivre les étapes 2 à 8 avec le matériel qui vous a été remis. Ouvrez partiellement le sachet contenant l'écouvillon (cf. figure 1 ci-dessous).
3. Prenez la position que l'on utilise pour mettre un tampon et enfoncez l'écouvillon sur une distance d'environ 3 cm (cf. figure 2 ci-dessous). Tournez doucement l'écouvillon pendant 10-30 secondes, en touchant bien les parois vaginales.
4. Sortez l'écouvillon du vagin sans toucher la peau.
5. En tenant toujours l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Placez-le immédiatement dans le tube.
6. Cassez précautionneusement la tige au niveau du tube en la pressant contre le bord du tube (cf. figure 3 ci-dessous).
7. Revissez le bouchon sur le tube (cf. figure 4 ci-dessous).
8. Indiquez vos **nom, prénom et date de naissance ; date et heure de prélèvement.**




Figure 1




Figure 2




Figure 3



Figure 4

Conservez le tube à température ambiante et rapportez-le au laboratoire dans les meilleurs délais, 24h maximum.

Le laboratoire est à votre disposition pour toute information complémentaire éventuelle.