



A TEMPERATURE REFRIGEREE

1 PRECAUTIONS

- Suivre strictement le protocole.
- Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.
- Chez la femme, les règles ne contre-indiquent pas le recueil des urines pour les **Chlamydia/Gonocoque/Trichomonas** pour l'analyse mais elles imposent la mise en place d'un tampon vaginal et / ou le signalement sur la fiche de transmission.
- Chez la femme le recueil d'urine ne permet pas la recherche des mycoplasmes, uniquement **Chlamydia/Gonocoque/Trichomonas**.

2 KIT DE PRELEVEMENT



3 RECUEIL

- ⇒ Recueillir **les premières urines du matin : 1^{er} jet urinaire** directement dans le flacon stérile (volume minimum de 20 ml), **à défaut respecter un intervalle de 2 heures** avec la miction précédente pour les recherches de **Chlamydia/Gonocoque/Trichomonas** et pour la recherche de **Mycoplasmes** (recherche uniquement pour les hommes).
- ⇒ Respecter les indications de remplissage ci-dessous.



Volume minimum (20 ml)

- ⇒ Identifier le flacon : **Nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, date et heure de recueil.**
- ⇒ Compléter la fiche de renseignements jointe

4 CONSERVATION et TRANSPORT

Examens	Température	Délai d'acheminement au laboratoire
<i>Chlamydia trachomatis</i> Gonocoque (<i>Neisseria Gonorrhoeae</i>) <i>Trichomonas vaginalis</i>	Ambiante	< 2h
	Réfrigérée	20h
Mycoplasmes (recherche sur les urines possible uniquement pour les hommes).	Ambiante	Immédiat
	Réfrigérée	20h