

Modalités de recueil des urines pour la recherche de Légionella

Réf : MS-PREL-INS-026 Version : 01 Applicable le : 18-12-2020



1 PRECAUTIONS

- ⇒ Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.
- ⇒ Remplir la fiche de transmission fournie, compléter la partie médiane (signaler les symptômes et la prise de traitement antibiotique).





2 PRELEVEMENT

- ⇒ Se laver les mains au savon.
- ⇒ Procéder à une toilette soigneuse de la région urinaire par désinfection avec une serviette bactéricide ou une compresse imbibée de dakin.
- Recueillir <u>la première miction du matin (soit 10 ml d'urines fraîchement émises) ou à</u>
 défaut respecter un intervalle de 4 heures avec la miction précédente.

Remarque:

Les règles ne contre-indiquent pas l'analyse mais elles imposent la mise en place d'un tampon vaginal et / ou le signalement sur la fiche de transmission.

- ⇒ <u>Identifier le flacon avec votre nom, votre prénom et votre date de naissance</u> (si cela n'a pas été fait par le laboratoire).
- ⇒ Noter la date et l'heure du recueil systématiquement.

3 CONSERVATION - TRANSPORT

TEMPERATURE DE CONSERVATION	DELAI D'ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE
Température ambiante	20h
Température réfrigérée	12 jours