




1 PRECAUTIONS

- ⇒ Respecter strictement le protocole.
- ⇒ Respecter un volume d'urines comme indiqué.



2 PRELEVEMENT

- ⇒ Urines fraîchement émises.
- ⇒ Recueil à réaliser directement dans le flacon fourni par le laboratoire.
- ⇒ Remarque : Les règles ne contre-indiquent pas l'analyse mais elles imposent la mise en place d'un tampon vaginal et / ou le signalement sur la fiche de transmission.
- ⇒ **Identifier le flacon avec votre nom, votre prénom et votre date de naissance** (si cela n'a pas été fait par le laboratoire).
- ⇒ **Noter systématiquement la date et l'heure du recueil.**

3 CONSERVATION – TRANSPORT

	Paramètres	Recommandations	
		Recueil sur échantillon d'urines	Délai d'acheminement au laboratoire
<input type="checkbox"/>	Acide urique, chlore, calcium, créatinine, micro-albumine, phosphore, potassium, protéines, sodium, urée	Conservation à T°C ambiante (ou réfrigérée)	Dans la journée
<input type="checkbox"/>	Acétone, densité, nitrites, pH, sang, urobiline*, urobilinogène*	<u>T°C réfrigérée</u>	<u>Dans les 4 heures</u>
<input type="checkbox"/>	Cotinine, drogues	<u>T°C réfrigérée</u>	Dans la journée
<input type="checkbox"/>	Glucose	Immédiat	

* : de préférence à l'abri de la lumière